



# Calligator

Brillantante speciale per l'uso nelle lavapadelle DISCHER a concentrato liquido



<b>Campo di applicazione principale:</b>	Contro la formazione di calcare nei generatori di vapore delle lavapadelle
<b>Proprietà:</b>	<p>Calligator è un brillantante leggermente acido con componenti speciali per un efficace abbattimento della durezza dell'acqua. Grazie alla buona capacità di legare il calcare e alle eccellenti proprietà umettanti, gli articoli vengono sciacquati senza lasciare macchie né depositi di calcare.</p> <p>Se utilizzato come previsto, nel generatore di vapore o nelle tubazioni non si verifica alcuna formazione di calcare.</p> <p>Calligator può essere utilizzato per tutte le durezza dell'acqua.</p>
<b>Applicazione e dosaggio:</b>	<p>Calligator viene utilizzato nelle lavapadelle DISCHER.</p> <p>Dosaggio: 0,5 – 1,5 ml/l, a seconda della durezza dell'acqua, tramite dosatori incorporati. Garantire la resistenza agli acidi dei sistemi di dosaggio e dei generatori di vapore. Questo è stato testato e confermato per le lavapadelle DISCHER.</p> <p>Non mescolare con altri prodotti.</p> <p>Prima di cambiare il prodotto, sciacquare il sistema di dosaggio con acqua, insieme ai tubi di aspirazione.</p> <p>Il trattamento deve essere effettuato in conformità alla legislazione sui dispositivi medici e alle normative in vigore, tramite procedure adeguate e convalidate.</p> <p>Osservare le informazioni sul trattamento, fornite dal produttore del dispositivo medico, in conformità ai requisiti della norma DIN EN ISO 17664.</p> <p>È necessario osservare le istruzioni per l'uso dei produttori dei dispositivi di pulizia e disinfezione.</p> <p>Solo per applicazioni commerciali.</p>
<b>Dati tecnici:</b>	<p>Densità (20 °C): circa 1,1 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Campo pH (determinato in acqua completamente desalinizzata, 20 °C) 0,5 – 1,5 ml/l: 3,4 – 3,1</p> <p>Viscosità (concentrato, 20 °C): &lt; 50 mPas</p>
<b>Ingredienti:</b>	<p>Ingredienti per detersivi secondo il regolamento CE sui detersivi 648/2004: &lt; 5 % poliacrilati, inoltre: conservanti (metilcloroisotiazolinone / metilisotiazolinone)</p>
<b>Contrassegno CE:</b>	<p> Calligator soddisfa i requisiti della legislazione europea sui dispositivi medici.</p> <p>Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, è necessario segnalarlo al produttore e all'autorità competente.</p>
<b>Istruzioni di conservazione:</b>	<p>Conservare al riparo dal gelo. Durante la conservazione occorre mantenere una temperatura compresa tra 0 e 30 °C. Se conservato correttamente, può essere conservato per 3 anni. Utilizzabile fino a: vedi stampa sull'etichetta dietro il simbolo .</p>
<b>Avvertenze di pericolo e di sicurezza:</b>	<p>Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza. Smaltire il contenitore esclusivamente privo di residui e chiuso. Smaltimento dei residui del contenuto: vedi scheda di sicurezza.</p>

# Calligator

Brillantante speciale per l'uso nelle lavapadelle DISCHER a  
concentrato liquido



## Distribuzione:

La distribuzione è effettuata da: DISCHER Technik GmbH, Fuhr 4-6, 42781 Haan-  
Gruiten, Germania, telefono: +49 (0) 2104 2336-0, [info@discher.de](mailto:info@discher.de), [www.discher.de](http://www.discher.de)

Importatore in Svizzera: Morath AG, Paradiesrain 6, CH-4123 Allschwil

## Fabbricazione:



Prodotto da: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85,  
20539 Amburgo, Germania, telefono: +49 (0)40 7 89 60-0

*Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Esse non esonerano l'utente dall'effettuare i propri test e controlli. Non è possibile ricavare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà.*

Edizione 11/2021